

Note: The following sections in this chapter are intentionally left blank : AD-3.3, AD-3.4, AD-3.5, AD-3.6, AD-3.7, AD-3.8, AD-3.9, AD-3.10, AD-3.11, AD-3.12, AD-3.13, AD-3.14, AD-3.15, AD-3.16, AD-3.17, AD-3.18, AD-3.19, AD-3.20, AD-3.21, AD-3.22

AD 3 LFWM.1 Indicateur d'emplacement - nom de l'hélistations *Heliport Location Indicator and Name*

LFWM - COLMAR HOPITAL PASTEUR

AD 3 LFWM.2 Données de l'hélistations *Heliport Data*

1	Position GEO ARP	48°04'26"N 007°20'17"E	
	Situation de l'ARP / <i>ARP location</i>	Centre FATO	
2	Direction, distance de la ville <i>Direction, distance from city</i>	En ville	In town
3	Altitude de référence / <i>Reference elevation</i>	709 ft	
	Température de référence / <i>Reference temperature</i>	28.4 ° C	
4	Ondulation du géoïde / <i>Geoid undulation</i>	159 ft	
5	Déclinaison magnétique / <i>Magnetic variation</i>	2°E	
	Année (variation annuelle) / <i>Year (annual change)</i>	2020 (0.158°)	
6	Gestionnaire de l'HP / <i>HP administration</i>	CENTRE HOSPITALIER DE COLMAR PASTEUR	
	Adresse / <i>Address</i>	39 avenue de la Liberté 68024 COLMAR	
	Telephone	03 89 12 45 09	
	FAX	03 89 12 44 48	
	TELEX	NIL	
	AFS	NIL	
7	Type de trafic / <i>Type of traffic</i>	IFR, VFR	
8	ALT		
9	Dimensions	FATO Diamètre 20 TLOF Diamètre 20	
10	Revêtement / <i>Surface Résistance / Strength</i>	FATO Béton (3.6 T) TLOF Béton (3.6 T)	
11	Utilisation	nuit	
12	Heliport type	Usage restreint	
13	Exploitant	Centre hospitalier de COLMAR PASTEUR : TEL 03 89 12 45 09, FAX 03 89 12 44 48	
14	Balisage	Oui	
15	Observations / <i>Remarks</i>	Réservé au service médical d'urgence PN 15 min. Axes d'approche et de décollage : 080°/260°.	
	HOR	NIL	
	SSLIA	Oui (3 extincteurs 100 kg, 100 kg poudre, et 50kg poudre)	

PAGE LAISSEE INTENTIONNELLEMENT VIDE / Page intentionally left blank

DATA

COLMAR PASTEUR
Centre hospitalier / *Hospital*

POINTS / REPERES ESSENTIELS DES PROCEDURES
Waypoints / Procedures main fixes

Identification	Coordonnées <i>Coordinates</i>		RNAV	CONV	SID STAR	IAC
WM801	48°12'26.7"N	007°30'58.1"E	X			
WM802	47°59'08.4"N	007°23'36.2"E	X			
WM803	48°01'23.1"N	007°29'36.9"E	X			
WM804	47°59'56.6"N	007°19'32.0"E	X			
IM261	48°05'08.1"N	007°29'08.1"E	X			
FM261	48°04'47.5"N	007°24'41.4"E	X			
PM261	48°04'30.6"N	007°21'04.5"E	X			
HRP	48°04'25.9"N	007°20'17.2"E	X			

Centre hospitalier / Hospital

COLMAR PASTEUR
PRECODING RNP 261

RNP 261 - CAT H											
RMK	xxx	MAG VAR 2020 2.4° E						REF NAVID :			
Leg sequence	Path Terminator	Waypoint Identification	Fly Over	Direction MAG (°)	Direction True (°)	Distance (NM)	Turn direction	MNIM Altitude (FL or AMSL ft)	MAX Altitude (FL or AMSL ft)	MAX IAS (kt)	Navigation Accuracy (NM)
HLDG	-	WM801	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INA WM801	IF	WM801						2100	4000		0.3
	TF	IM261		187	189.5	7.4		2100			0.3
INA WM802	IF	WM802						2100	4000		0.3
	TF	WM803		059	060.9	4.6		2100			0.3
	TF	IM261		353	355.1	3.8		2100			0.3
	IF	IM261						2100			0.3
APCH	TF	FM261		261	263.5	3.0		2100	2100	070	0.3
	TF	PM261	Yes	261	263.4	2.4					0.3
	TF	WM804		190	192.8	4.7		2100			0.3
	TF	WM802		104	106.4	2.8		2100	4000	070	0.3

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

Instrument approach

CAT H

ALT HRP : 709 (26 hPa)


COLMAR HOPITAL PASTEUR

RNP 261

FIS : BALE INFORMATION 130.900
FREQ : voir/see AD 2 LFGA

Procédure réservée aux opérateurs autorisés
par la DSAC Nord-Est.
Uniquement sur protocole avec le SNA-NE.
Procedure reserved for operators authorized
by "DSAC Nord-Est" only.
As per protocol only with SNA-NE.

RNP 0.3

VAR
2°E
(2020)

TA : 7000

API : au MAPT, tourner à gauche vers WM804 en montée vers 2100 (1391)
puis vers WM802 à MAX IAS 70 kt.
Ne pas tourner avant le MAPT.

Missed APCH : at MAPT, turn left to WM804 climbing up to 2100 (1391)
then to WM802 at MAX IAS 70 kt.
Do not turn before MAPT.

MAPT ← (NM)
HRP ← (NM)

MNM AD : distances verticales en pieds, VIS en mètres / vertical distances in feet, VIS in metres.

REF HGHT : ALT HRP

CAT	LNAV			DIST PM261				
	MDA (H)	VIS	OCH	NM ALT (HGT)	2 1920 (1214)	1.5 1720 (1012)	1 1520 (811)	0.5 1320 (609)
H	1120 (410)	1000	407					

Observations / Remarks : NIL

FAF - MAPT	2.44 NM	55 kt 2 min 40	60 kt 2 min 27	66 kt 2 min 16	70 kt 2 min 06	75 kt 1 min 58	80 kt 1 min 50	85 kt 1 min 44
VSP (ft/min)		370	410	440	470	510	540	570