

Note: The following sections in this chapter are intentionally left blank : AD-3.3, AD-3.4, AD-3.5, AD-3.6, AD-3.7, AD-3.8, AD-3.9, AD-3.10, AD-3.11, AD-3.12, AD-3.13, AD-3.14, AD-3.15, AD-3.16, AD-3.17, AD-3.18, AD-3.19, AD-3.20, AD-3.21, AD-3.22

**AD 3 LFWM.1 Indicateur d'emplacement - nom de l'hélistations *Heliport Location Indicator and Name***
**LFWM - COLMAR HOPITAL PASTEUR**
**AD 3 LFWM.2 Données de l'hélistations *Heliport Data***

|    |                                                                         |                                                                                                 |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1  | Position GEO ARP                                                        | 48°04'26"N 007°20'17"E                                                                          |         |
|    | Situation de l'ARP / <i>ARP location</i>                                | Centre FATO                                                                                     |         |
| 2  | Direction, distance de la ville<br><i>Direction, distance from city</i> | En ville                                                                                        | In town |
| 3  | Altitude de référence / <i>Reference elevation</i>                      | 709 ft                                                                                          |         |
|    | Température de référence / <i>Reference temperature</i>                 | 28.4 ° C                                                                                        |         |
| 4  | Ondulation du géoïde / <i>Geoid undulation</i>                          | 159 ft                                                                                          |         |
| 5  | Déclinaison magnétique / <i>Magnetic variation</i>                      | 3°E                                                                                             |         |
|    | Année (variation annuelle) / <i>Year (annual change)</i>                | 2025 [0.127°]                                                                                   |         |
| 6  | Gestionnaire de l'HP / <i>HP administration</i>                         | CENTRE HOSPITALIER DE COLMAR PASTEUR                                                            |         |
|    | Adresse / <i>Address</i>                                                | 39 avenue de la Liberté<br>68024 COLMAR                                                         |         |
|    | Telephone                                                               | 03 89 12 45 09                                                                                  |         |
|    | FAX                                                                     | 03 89 12 44 48                                                                                  |         |
|    | TELEX                                                                   | NIL                                                                                             |         |
|    | AFS                                                                     | NIL                                                                                             |         |
| 7  | Type de trafic / <i>Type of traffic</i>                                 | IFR, VFR                                                                                        |         |
| 8  | ALT                                                                     |                                                                                                 |         |
| 9  | Dimensions                                                              | FATO Diamètre 20 TLOF Diamètre 20                                                               |         |
| 10 | Revêtement / <i>Surface Résistance / Strength</i>                       | FATO Béton ( 3.6 T )<br>TLOF Béton ( 3.6 T )                                                    |         |
| 11 | Utilisation                                                             | nuit                                                                                            |         |
| 12 | Heliport type                                                           | Usage restreint                                                                                 |         |
| 13 | Exploitant                                                              | Centre hospitalier de COLMAR PASTEUR : TEL 03 89 12 45 09, FAX 03 89 12 44 48                   |         |
| 14 | Balisage                                                                | Oui                                                                                             |         |
| 15 | Observations / <i>Remarks</i>                                           | Réservé au service médical d'urgence PN 15 min.<br>Axes d'approche et de décollage : 080°/260°. |         |
|    | HOR                                                                     | NIL                                                                                             |         |
|    | SSLIA                                                                   | Oui ( 3 extincteurs 100 kg, 100 kg poudre, et 50kg poudre)                                      |         |

**AD 3 LFWM.23 Cartes relatives à l'aérodrome *Charts related to the aerodrome***

PAGE LAISSEE INTENTIONNELLEMENT VIDE / Page intentionally left blank

DATA

**COLMAR PASTEUR**  
Centre hospitalier / *Hospital*

**POINTS / REPERES ESSENTIELS DES PROCEDURES**  
*Waypoints / Procedures main fixes*

| Identification | Coordonnées<br>Coordinates |               | RNAV | CONV | SID<br>STAR | IAC |
|----------------|----------------------------|---------------|------|------|-------------|-----|
| WM801          | 48°12'26.7"N               | 007°30'58.1"E | X    |      |             |     |
| WM802          | 47°59'08.4"N               | 007°23'36.2"E | X    |      |             |     |
| WM803          | 48°01'23.1"N               | 007°29'36.9"E | X    |      |             |     |
| WM804          | 47°59'56.6"N               | 007°19'32.0"E | X    |      |             |     |
| IM261          | 48°05'08.1"N               | 007°29'08.1"E | X    |      |             |     |
| FM261          | 48°04'47.5"N               | 007°24'41.4"E | X    |      |             |     |
| PM261          | 48°04'30.6"N               | 007°21'04.5"E | X    |      |             |     |
| HRP            | 48°04'25.9"N               | 007°20'17.2"E | X    |      |             |     |

Centre hospitalier / Hospital

COLMAR PASTEUR  
PRECODING RNP 261

| RNP 261 - CAT H |                 |                         |          |                   |                    |               |                |                               |                              |              |                          |
|-----------------|-----------------|-------------------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|
| RMK             | xxx             | MAG VAR 2020 2.4° E     |          |                   |                    |               |                | REF NAVID :                   |                              |              |                          |
| Leg sequence    | Path Terminator | Waypoint Identification | Fly Over | Direction MAG (°) | Direction True (°) | Distance (NM) | Turn direction | MNIM Altitude (FL or AMSL ft) | MAX Altitude (FL or AMSL ft) | MAX IAS (kt) | Navigation Accuracy (NM) |
| HLDG            | -               | WM801                   | -        | -                 | -                  | -             | -              | -                             | -                            | -            | -                        |
|                 |                 |                         |          |                   |                    |               |                |                               |                              |              |                          |
| INA WM801       | IF              | WM801                   |          |                   |                    |               |                | 2100                          | 4000                         |              | 0.3                      |
|                 | TF              | IM261                   |          | 187               | 189.5              | 7.4           |                | 2100                          |                              |              | 0.3                      |
| INA WM802       | IF              | WM802                   |          |                   |                    |               |                | 2100                          | 4000                         |              | 0.3                      |
|                 | TF              | WM803                   |          | 059               | 060.9              | 4.6           |                | 2100                          |                              |              | 0.3                      |
|                 | TF              | IM261                   |          | 353               | 355.1              | 3.8           |                | 2100                          |                              |              | 0.3                      |
|                 | IF              | IM261                   |          |                   |                    |               |                | 2100                          |                              |              | 0.3                      |
| APCH            | TF              | FM261                   |          | 261               | 263.5              | 3.0           |                | 2100                          | 2100                         | 070          | 0.3                      |
|                 | TF              | PM261                   | Yes      | 261               | 263.4              | 2.4           |                |                               |                              |              | 0.3                      |
|                 | TF              | WM804                   |          | 190               | 192.8              | 4.7           |                | 2100                          |                              |              | 0.3                      |
|                 | TF              | WM802                   |          | 104               | 106.4              | 2.8           |                | 2100                          | 4000                         | 070          | 0.3                      |

## APPROCHE AUX INSTRUMENTS

Instrument approach

CAT H

ALT HRP : 709 (26 hPa)


## COLMAR HOPITAL PASTEUR

RNP 261

FIS : BALE INFORMATION 130.900  
FREQ : voir/see AD 2 LFGA

Procédure réservée aux opérateurs autorisés  
par la DSAC Nord-Est.  
Uniquement sur protocole avec le SNA-NE.  
Procedure reserved for operators authorized  
by "DSAC Nord-Est" only.  
As per protocol only with SNA-NE.

RNP 0.3

VAR  
2°E  
(2020)

TA : 7000

API : au MAPT, tourner à gauche vers WM804 en montée vers 2100 (1391)  
puis vers WM802 à MAX IAS 70 kt.  
Ne pas tourner avant le MAPT.

Missed APCH : at MAPT, turn left to WM804 climbing up to 2100 (1391)  
then to WM802 at MAX IAS 70 kt.  
Do not turn before MAPT.

MAPT ← (NM)  
HRP ← (NM)

MNM AD : distances verticales en pieds, VIS en mètres / vertical distances in feet, VIS in metres.

REF HGT : ALT HRP

| CAT | LNAV       |      |     | DIST PM261         |                     |                       |                    |                      |
|-----|------------|------|-----|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
|     | MDA (H)    | VIS  | OCH | NM<br>ALT<br>(HGT) | 2<br>1920<br>(1214) | 1.5<br>1720<br>(1012) | 1<br>1520<br>(811) | 0.5<br>1320<br>(609) |
| H   | 1120 (410) | 1000 | 407 |                    |                     |                       |                    |                      |

Observations / Remarks : NIL

|              |         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FAF - MAPT   | 2.44 NM | 55 kt<br>2 min 40 | 60 kt<br>2 min 27 | 66 kt<br>2 min 16 | 70 kt<br>2 min 06 | 75 kt<br>1 min 58 | 80 kt<br>1 min 50 | 85 kt<br>1 min 44 |
| VSP (ft/min) |         | 370               | 410               | 440               | 470               | 510               | 540               | 570               |